

TUBES AND BOTTLES

Bottles Used in Benchtop Centrifuges

Nominal Capacity	Size mm	Material	Bottle & Cap Assy	Bottle with Screw Cap	Bottle Only	Insert Only	O-ring	Screw Cap Only
10 mL	16 x 80	PC	N.A.	355672	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10 mL	16.1 x 81.1	PP	N.A.	364695	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10 mL	16.1 x 81.1	T	N.A.	364693	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26.3 mL	25 x 89	PC	355616	N.A.	340382	335258	870385	335259
30 mL	25.3 x 92	PP	363073	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30 mL	25.3 x 92	PC	N.A.	363070	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
40 mL	29 x 104	PC	N.A.	355628	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
50 mL	28.5 x 107	T*	N.A.	363076	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
50 mL	29 x 104	PP	357001 361694	357003	N.A.	358627	870655	356284
50 mL	29 x 104	PC	357000 361693	357002	N.A.	358627	961582	N.A.
70 mL	38 x 102	PC	355620	N.A.	355655	334545	870384	334547
85 mL	38 x 104	PC	363081	364718	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
85 mL	38 x 104	PP	N.A.	364719 363082	N.A. N.A.	N.A. N.A.	N.A. N.A.	N.A. N.A.
100 mL	38 x 102	PP	355624	N.A.	355626	N.A.	889633	355615
250 mL	62 x 120	W PC	356013	N.A.	358275	N.A.	927860	358977
250 mL	62 x 122	W PP	356011 358275 358326	N.A.	358326	N.A.	927860	358977
250 mL round-bottom	62 x 136	PC	N.A.	355673	N.A.	N.A.	N.A.	356261
500 mL	69 x 160	PC	355649	N.A.	339245	N.A.	N.A.	N.A.
500 mL	69 x 160	PP	355607	N.A.	355650	334419	870411	356260
500 mL	69 x 160	W PP	N.A.	355665	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
500 mL	85 x 135	PC	N.A.	368454	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
500 mL	85 x 135	PP	N.A.	368453	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
750 mL	96 x 130	PC	N.A.	358299	358297	N.A.	N.A.	344693
750 mL	96 x 130	PP	N.A.	356855	349815	N.A.	N.A.	344693

PC = Polycarbonate PE = Polyethylene PP = Polypropylene T = Teflon W = Wide-Mouth N.A. = Not Available

* With high-speed screw cap.



Australian Distributors:

FISHER BIOTEC AUSTRALIA

Free Call: 1800 066 077

Email: info@fisherbiotec.com

web: www.fisherbiotec.com